

<b>Teil 1</b>	<b>Gruppe:</b>	<b>Prüf.-Nr.:</b>
---------------	----------------	-------------------

Nr. 13

<b>Prüfstück-adjustierte Aufbissschiene</b>			
<b>Bewertungskriterien</b>	<b>max</b>	<b>Prüfer</b>	<b>Mängel</b>
<b>1. Fall anlegen</b>			
- Name Zahnarzt, Patient, Techniker je 1 Pkt			
- Richtige Indikation/Ausdehnung je 1 Pkt - Scan Modus - Optionen und Parameter - Okklusale und Periphere Dicke			
<b>2. Korrektes Einladen der Modelle</b>			
<b>3. Einschubrichtung festlegen</b>			
- gleichmäßige Unterschnitte in beiden Quadranten			
<b>4. Einsetzen der Modelle in den Artikulator</b> ( Modell muß gelb sein)			
- Lage des UK im Artikulator ( Inisalp.distob.Höcker 7er li und re- punktförmige Durchdringungen müssen erkennbar sein) - Inzisalteller (individueller) richtig ausgewählt - Parameter ( Bennetw. re und li, ISS, Gelenkbahn re/li, Bisshebung , Neigung Inzisalt., Winkel Inzisalt re und li)			
<b>5. Konstruktion Schiene</b>			
- Okklusale Kontaktpunkte ( Stampfhöcker je Zahn, keine Scherhöcker I /IV - okklusale Kontaktpunkte siehe oben II / III - keine Kontakte FZG 3er-3er bei Interkuspiration ( je Zahn)			
<b>6. Gleitflächen bei Protrusion/ Laterotrusion re/ li</b> ( Kontakte im FZG gelb/grün und Schieberegler muss in Höhe Komma stehen) ( die occlusalen Flächen im SZG müssen auch ohne Kontakte ersichtlich sein, dh Screenshot nicht nur von FZ, sondern gekippt)			
<b>7. Ausdehnung und Gestaltung der Schiene</b>			
- 1mm Abstand Gingiva ( 1 Pkt pro Quadrant) oral und vestibulär - ausreichend tief im Retentionsgebiet - im SZG vestibulär und oral girlandenförmig - in der Front 2er-2er vestibulär gerade - Gleichmässige Glättung ( 1 Pkt pro Quadrant ) - Gestaltung SZB eben ( 1 Pkt pro Quadrant ) - Gestaltung im FZG als Front-/Eckzahnschild - Ausdehnung lt Auftrag ( 1 Pkt pro Quadrant )			
<b>8. Speichern der Szene lt Auftrag</b>			
<b>9. Protokollbogen</b>			

<b>Teil 1</b>	<b>Gruppe:</b>	<b>Prüf.-Nr.:</b>
---------------	----------------	-------------------

<b>Gesamtpunktzahl:</b>			
-------------------------	--	--	--

Prüfer:.....

**Platz für Mängelauflistung:**